

FICHA TÉCNICA

RespifiX

TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO

REFERENCIA

REG. SAN. 0426C2022 SSA
Cuadro básico: 060.168.2446

CÓDIGO	MEDIDA
RSP30PC	3.0 (12 FR)
RSP35PC	3.5 (14 FR)
RSP40PC	4.0 (16 FR)
RSP45PC	4.5 (18 FR)
RSP50PC	5.0 (20 FR)
RSP55PC	5.5 (22 FR)
RSP60PC	6.0 (24 FR)
RSP65PC	6.5 (26 FR)
RSP70PC	7.0 (28 FR)
RSP75PC	7.5 (30 FR)
RSP80PC	8.0 (32 FR)
RSP85PC	8.5 (34 FR)
RSP90PC	9.0 (36 FR)
RSP95PC	9.5 (38 FR)
RSP10PC	10.0 (40 FR)

DESCRIPCIÓN

Los tubos endotraqueales con globo mejoran la colocación y visualización en el área de rayos X. Dispositivo desechable, no quirúrgico no invasivo; utilizado para la cavidad del cuerpo humano en un corto período de tiempo, que no está en asociación con dispositivos médicos activos. Es un tipo de catéter que se inserta en la tráquea, a través de la glotis para establecer y mantener una vida respiratoria artificial cuando se está bajo tratamiento de anestesia y de emergencia. Tubo endotraqueal se divide en tubo endotraqueal estándar (con globo / sin globo) y tubo endotraqueal reforzado (con globo / sin globo). El tubo endotraqueal estándar con globo consiste en un catéter de intubación endotraqueal y un conector. El reforzado con globo consiste en un catéter de intubación endotraqueal, un tubo de inflado, un balón de instrucción, un globo, una válvula de una vía, un conector y un cable reforzado de acero inoxidable; el tubo endotraqueal reforzado sin globo consiste en un catéter de intubación endotraqueal, un conector, y un alambre reforzado de acero inoxidable.

INDICACIONES DE USO

- Uso indicado para cirugías orales y maxilofaciales.
- Producto manejado por profesional calificado.

MATERIAL DE ELABORACIÓN

- Plástico grado medico.
- Material desechable un solo uso.

METODO DE ESTERILIZACIÓN

Esterilizado con Óxido de Etileno.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Clase II

PRESENTACIÓN

Caja master 300 unidades

PRECAUCIONES

Mantengase en un lugar fresco y seco.

FECHA DE CADUCIDAD

5 años a partir de la fecha de fabricación.



FICHA TÉCNICA

Respifix

TUBO DE SUCCIÓN PARA CÁNULA YANKAUER

REFERENCIA

CÓDIGO

RSPTUBO3

MEDIDA

3 m



DESCRIPCIÓN

Extensión de tubo para el mango de succión Yankauer, el tubo cuenta con un diseño estriado que ayuda a evitar el bloqueo causado si se ejerce alta presión.

MARCA

Respifix

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Clase II

INDICACIONES DE USO

- Uso indicado para ventilación y vía aérea.
- Producto manejado por profesional calificado.

PRESENTACIÓN

Caja master 50 unidades

MATERIAL DE ELABORACIÓN

- Plástico grado medico.

PRECAUCIONES

Mantengase en un lugar fresco y seco.

METODO DE ESTERILIZACIÓN

Material desechable un solo uso.

FECHA DE CADUCIDAD

5 años a partir de la fecha de fabricación.